



## Zeit ist Geld!

Heute ist der Zeitfaktor bei der Herstellung orthopädischer Behelfe wichtiger denn je. Die Rationalisierung von Arbeitsabläufen birgt oft mehr Einsparpotential als ein vermeintlich günstigerer Materialeinkauf.

Mit den neuen Bruttoleisten aus dem Hause Minke können Sie bald viel Zeit und Geld sparen! Diese sind speziell für die

Anwender von Einlagen-Frässystemen entwickelt worden und berücksichtigen eine Maßzugabe für die spätere Aufnahme einer CAD-Einlage in den Probeschuh und danach in die fertige Versorgung.

Ausgetüftelte Leistenformen und genau gesetzte Maßzugaben machen diese Minke-Leisten im Hinblick auf Passgenauigkeit und modischen Anspruch zu etwas ganz Besonderem. So können Sie auch den gestiegenen ästhetischen Anforderungen Ihrer Kunden an die orthopädische Schuhversorgung gerecht werden.

Aber auch unter funktionalen Gesichtspunkten bestehen die Bruttoleisten den Praxistest: schon bei der Anfertigung des Probeschuhs geht vieles einfacher: dieser wird einfach über den Bruttoleisten mit montierter Brandsohle tiefgezogen. Hier kann keine Bettung verrutschen oder durch heiße Folie deformiert werden. Aufschneiden, gefräste Bettung auf die benötigte Form bringen, einlegen und schon geht's zur Maßkontrolle! Ein großer Vorteil: Ihr Patient kann schon beim Probeschuhtermin auf seiner fertigen Bettung laufen!

Die Leisten laufen am Großzehengrundgelenk und an der Ferse auf „Null“ aus, d.h. sie können ohne Probleme an die gewünschte Einlagenhöhe angepasst werden. Wie alle Leisten aus dem Hause Minke sind auch die Bruttoleisten 3-teilig und geschliffen.

Arbeiten Sie mit den Minke-Bruttoleisten und Einschleifen sowie Aufbauen des Fußbetts oder die Anfertigung einer Arbeitsbettung gehören der Vergangenheit an!



**Damen Knöchelleisten**  
mit asymmetrischem Knöchel  
**Art. 231** 3-teilig, geschliffen  
Weite 8  
Gr. 36–42  
Sprengung 2 cm





### Damen Halbschuhleisten

Hallux valgus

**Art. 212** 3-teilig, geschliffen

Weite 10

Gr. 36-42

Sprengung 2 cm



### Herren Knöchelleisten

mit asymmetrischem Knöchel

**Art. 142** 3-teilig, geschliffen

Weite 10

Gr. 40-46

Sprengung 1,5 cm



### Herren Halbschuhleisten

Naturform (auch für Diabetiker geeignet)

**Art. 102** 3-teilig, geschliffen

Weite 10

Gr. 40-46

Sprengung 1 cm



### Herren Halbschuhleisten

**Art. 105** 3-teilig, geschliffen

Weite 8

Gr. 40-46

Sprengung 1,5 cm

