

## Virosan<sup>®</sup>

### Vernebelungsverfahren

Raum-/Luft-/Flächendesinfektion  
durch Kaltvernebelung

**Virosan<sup>®</sup>** befreit Räume, Flächen und Gegenstände von pathogenen Keimen, Bakterien, Viren (inkl. Covid-19), Sporen und Pilzen.

Das **Virosan<sup>®</sup>** Vernebelungsverfahren kann überall dort eingesetzt werden, wo eine schnelle und wirksame Desinfektion gewünscht wird - ohne eine erhöhte Belastung von Mensch, Tier und Umwelt.

#### Vorteile auf einen Blick

- wirksam gegen Bakterien, Viren, Sporen und Pilze
- IHO gelistet
- ohne Alkohol, nicht brennbar
- einfache Anwendung

#### Anwendungsbereiche

- podologische Einrichtungen
- orthopädieschuhtechnische Maßkabinen
- Aufbereitung von OST-Hilfsmitteln
- Hilfsmittelaufbereitung in Sanitätshäusern
- Arzt-/Dental-/Tierarztpraxen
- Pflegeheime und Homecare
- Industrie und Logistik, Bus und Bahn
- Gebäudetechnik, Hotel und Gastronomie
- öffentlichen Einrichtungen, Fitness, Sauna etc.

#### Zusammensetzung

- rein mineralischer Wirkstoff
- Aktivchlor, freigesetzt aus Natriumhypochlorit
- kein Gefahrgut

Biozide stets sicher verwenden, Produktinformationen und Sicherheitshinweise sorgfältig lesen.

BAuA Nr.: N-103910



#### Anwendung

Vernebler mit **Virosan<sup>®</sup>** befüllen, Gegenstände oder Raum vernebeln.

Einwirkzeit ca. 15 Minuten, dann Raum lüften und Gegenstände ggfs. bei Restfeuchtigkeit nachwischen. Zur Luftentkeimung empfiehlt sich eine Verdünnung von 1:5 (1L/4L W).

#### Nachweis der Wirksamkeit

- IHO gelistet mit „begrenzt viruzid PLUS“
- sporizid gemäß DIN EN 17126:2019-02 (Clostridioides difficile, Bacillus subtiles, Bacillus cereus)
- Praxisgutachten 60 Sek.
- HACCP konform

#### Wirkstoffe

Elektrochemisch aktivierte Kochsalzlösung mit < 0,1% Natriumhypochlorit



## Virosan<sup>®</sup>

### Vernebelungsverfahren

Raum-/Luft-/Flächendesinfektion  
durch Kaltvernebelung

#### Fogger Blue 4000

4 Liter Behälter  
bis 4000 m<sup>3</sup>  
max. 15 m



#### Fogger Triple EST

4 Liter Behälter  
max. 15 m  
14-15 Mikron ultrafein



#### Fogger Accu 2

1,8 Liter Behälter  
Akku-Laufzeit 35 Min.  
Ladezeit 35 Min.  
max. 5 m



#### Fogger Backpack 10 Liter

10 Liter Behälter  
Transport-Rucksack  
max. 6 m

